

FUJIFILM

Wako

Code No. 164-24271 (1 mg)

Plasminogen, from Human Plasma

プラスミノゲン, ヒト血漿由来

〔**Appearance**〕 : Lyophilized

〔**Activity**〕 : Indicated on the label.

〔**Unit definition**〕 : One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 μ mol of *p*-toluene-sulfonyl-L-arginine methyl ester (TAME) in 30 minutes at 37 °C at pH 8.0.

Trans *

〔**単位の定義**〕

pH 8.0、37℃で30分間に*p*-トルエンシルホニル-L-アルギニンメチルエステル (TAME) を1 μ mol 加水分解する酵素量を1 unit とする。

〔**Molecular Weight**〕 : Approximately 90,000

〔**Storage**〕 : - 80 °C

〔**Package**〕 : 1 mg

〔**Note**〕

Plasminogen is purified from human plasma which is tested and found negative for HBsAg and antibodies against HIV and HCV. However it should be handled as potentially infectious material.

Trans *

〔**取扱い注意事項**〕

本品には、HBs抗原、HIV抗体及びHCV抗体陰性の原料血液成分が使用されていますが、ご使用の際には感染の危険性があるものとして、十分注意して取り扱ってください。

* : Trans is the Japanese translation.

FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan
Telephone : + 81-6-6203-3741
Facsimile : + 81-6-6201-5964
<http://fwk.fujifilm.co.jp>

FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation

1600 Bellwood Road
Richmond, VA 23237
U.S.A.
Telephone : + 1-804-271-7677
Facsimile : + 1-804-271-7791
<http://www.wakousa.com>

FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH

Fuggerstrasse 12
D-41468 Neuss
Germany
Telephone : + 49-2131-3111-0
Facsimile : + 49-2131-311100
<http://www.wako-chemicals.de>

2306KA2