

(90×190mm Size)

FUJIFILM

Wako

コード No. 167-19511 (1 vial)

プロテアーゼ阻害剤ミックス
(プロテアーゼ・エステラーゼ用)

形 状：凍結乾燥品

再 溶 解：100 mL の蒸留水で溶解した時の各プロテアーゼの濃度は下記（内容）の通りです。
溶液状態で保存する場合は、あらかじめ必要量を小分けして、－20℃保存して下さい。

内 容：

阻 害 剤	M. W.	バイアル中の濃度	ターゲットプロテアーゼ
AEBSF Hydrochloride	239.70	500 μ mol/L	Serine Proteases
Aprotinin, Bovine Lung	6511.45	150 nmol/L	Serine Proteases Esterases
E-64, Protease Inhibitor	357.41	1 μ mol/L	Cysteine Proteases
EDTA Disodium	372.24	0.5 mmol/L	Metalloproteases
Leupeptin Hemisulfate	475.59	1 μ mol/L	Cysteine Proteases Trypsin-like Proteases

〔貯 法〕－20℃保存

〔包 装〕1 vial

（注 意）取扱う場合は、保護眼鏡、保護手袋及び保護マスクを用いて下さい。

製造発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社
大阪市中央区道修町三丁目1番2号
Tel：06-6203-3741

1803KA1