

(90×190mm Size)

FUJIFILM

Wako

コード No. 219-01111

ユビキチン活性化酵素、マウス、組換え体、溶液

起 源：Mouse ubiquitin activating enzyme cDNA expressed
in baculovirus-infected Sf9 cell

たん白濃度：ラベルに記載

形 状：凍結品（緩衝液：10 mmol/L Tris-HCl、pH 7.4、
3 mmol/L MgCl₂、0.1 mmol/L EGTA、0.2 mmol/L
DTT、10% glycerol）

〔貯 法〕 - 80℃・遮光保存

〔包 装〕 25 μg

製造発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

大阪市中央区道修町三丁目1番2号

Tel：06-6203-3741

1802KA1