

お客様各位

2024年3月吉日  
富士フイルム和光純薬株式会社

トキシノメーター® ET-6000 保守対応期間のご案内（再案内）

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、また弊社エンドトキシン試験関連装置をご愛用頂き、厚く御礼申し上げます。

弊社では、トキシノメーター®の保守対応保証期間を製造中止後7年間と定めております。

下表にトキシノメーター®ET-6000の製造中止年月日と保守対応保証期日をご案内いたします。

また、下記製品の製造中止に伴い、同装置の後継機種を継続販売しております。

何卒ご理解の上、今後の設備計画をご検討頂けましたら幸いです。

ご査収の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

機種	製造中止年月日	保守対応保証期日
トキシノメーター® ET-6000	2019年6月30日	2026年6月30日

■後継機種

**トキシノメーター® ET-7000**

<対応ソフトウェア>

- ・Toximaster® FQC1 PC Set J (ER/ES,DI 対応)
- ・Toximaster® FQC1 Lite PC Set J (ER/ES,DI 非対応)

■関連装置

- ・マイクロプレートリーダー EPOCH2
- ・全自動小型エンドトキシン測定システム KLANOS™

■お問い合わせ先

富士フイルム和光純薬株式会社

試薬化成品事業部 R&D マーケティング開発本部 QC 製品推進部

大阪本社 06-6203-3819 東京本店 03-6225-2130

メールアドレス：[ffwk-shiyaku-lal@fujifilm.com](mailto:ffwk-shiyaku-lal@fujifilm.com)

以上