

期間限定！！今がチャンス！！

ウシ胎児血清

Special Campaign

キャンペーン期間 2025年10月1日～12月31日

期間限定のお得なチャンスをお見逃しなく！

Biosera社の高品質＆安定供給可能なウシ胎児血清を、今だけ特別価格にてご提供いたします。
この機会にぜひお試しください！！



- ✓ 原料から製品までISO9001適合施設で製造
- ✓ 0.1μmのフィルターを用いて3回のろ過滅菌を実施
- ✓ 完全なトレーサビリティを保証
- ✓ ウイルス（BVD、IBR、PI3）、マイコプラズマ試験、および細胞増殖試験を実施

500mLボトルを10本以上ご購入予定の場合、
ロットチェックサンプル(25mL)を提供中！

コードNo.	品 名	対象 ロット	有効期限	キャンペーン 価格
556-33865	ウシ胎児血清（南アフリカ産）	S00OP	2028/3/5	32,000
552-54845	ウシ胎児血清（コロンビア産）	S00OV	2028/3/19	32,000
551-57095	ウシ胎児血清（ブラジル産）	S00QP	2028/9/24	36,000
554-57105	ウシ胎児血清（フランス産）	S00PZ	2028/6/27	39,800

※ 一括購入の場合の価格となりますので、あらかじめご了承ください。


富士フイルム 和光純薬株式会社



フランスの拠点に置く動物血清および細胞培養培地のサプライヤーです。
ISO 9001および13485規格に準拠して製造された製品の品質は、フランス国内および世界中の
お客様から高い信頼を得ています。


品質管理テスト

無菌性、マイコプラズマ、エンドトキシンをはじめ、生化学試験やウイルス試験など各種試験を実施しています。詳しくはCoAをご確認ください。



トレーサビリティ

原材料～製品までの一連のプロセスを一括管理。
完全なトレーサビリティを保証します。
(ご希望の場合はお問い合わせください。)



サンプル依頼

サンプルをご希望の場合は必要事項をご記入いただき当社営業もしくは販売代理店へお渡しください。
ご依頼は当社Webサイトからも可能です。

- サンプルのご依頼は500mLボトルを10本以上ご購入予定のお客様が対象となります。
- ご依頼いただいた産地すべてのサンプルをご用意できない場合がございます。
- サンプルは販売代理店経由にてお届けいたします。
- サンプル送付先は日本国内に限ります。

サンプル依頼フォーム



氏名		メールアドレス	
会社名/学校名			
部署名/学部 学科 研究室名			
電話番号		販売代理店	
ご購入予定本数			
ご希望の産地	南アフリカ産 ・ コロンビア産 ・ ブラジル産 ・ フランス産 ・ 特に問わない		
サンプル評価終了時期		FBS購入時期	
ご使用細胞名			

〈個人情報の取り扱いについて〉
記入いただいた個人情報は当社のプライバシーポリシーに則り、製品・サービスの情報提供に使用させていただきます。
詳細は当社 WEB サイトのプライバシーポリシー (<http://ffwk.fujifilm.co.jp/privacy/index.html>) をご参照ください。



- 本文に収載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

● 北海道営業所 ● 東北営業所 ● 筑波営業所 ● 横浜営業所
● 東海営業所 ● 中国営業所 ● 九州営業所

試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>