

スクラム 2023 秋冬

分子細胞生物学関連機器

年末キャンペーン

LI-COR

ウェスタンブロット
イメージャー



**20%
OFF!**

DeNovix

微量分光光度計
セルカウンター



**MAX
30%
OFF!**

10/16 MON

12/25 MON

bms
bio molecular systems

リアルタイム
PCR



**MAX
30%OFF!**

ATS
LIFE SCIENCES GENEVAC

遠心
エバポレーター



20%OFF!

なるべく安くウェスタンブロット撮影装置を導入したい？
今がチャンスです！

C-DiGit



こんなご要望をお持ちの方にぴったりの装置です。

- なるべく安価なケミルミ撮影用イメージャーを探している
- 共通機器室に使いに行っているが、そろそろ自前で手軽に使えるイメージャーが欲しい
- X線フィルムからデジタルへの切り替えを検討している
- 研究室の場所が狭いので、必要な時だけ出して使える小型のイメージャーが欲しい
- Windows 11 に対応



この製品について
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

	標準価格	キャンペーン価格
C-DiGit 化学発光スキャナー	132 万円	105.6 万円

※ 操作用 & 画像解析用ソフトウェアが付属します。

※ 別途 PC が必要となります。お持ちの PC の使用可否はお問い合わせください。

IH ヒーターの原理を応用
温度精度の高さに定評のあるリアルタイム PCR

mic

MAX
30%OFF



洗練されたデザインと抜群の性能
コンパクトなリアルタイム PCR

- 世界初 Magnetic Induction ヒーティング方式とアルミローターで優れた熱伝導を実現
- $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (絶対温度) のウェル間温度均一性
- キャリブレーション不要で故障がほとんどない堅牢なシステム
- 最大 10 台のシステムを 1 台の PC で制御可能で必要に応じて拡張が可能
- 世界で 5,000 台以上が使用されている安心の実績



この製品について
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

	標準価格	キャンペーン価格
Mic リアルタイム PCR 2 チャンネル	198 万円	158 万円
Mic リアルタイム PCR 4 チャンネル	238 万円	166 万円

※ 別途 PC が必要となります。お持ちの PC の使用可否はお問い合わせください。

微量分光専用モデルから、蛍光測定一体型モデルまで
分子生物学実験における濃度測定の用途を 1 台で網羅

DS-11 Series



MAX
30%OFF

高感度かつ幅広いダイナミックレンジ
NGS とリアルタイム PCR をはじめ、
様々な場面でのサンプル QC に最適

- 操作しやすい高さに設計された大画面タッチパネルで快適測定
- 測定時間はわずか 2 秒
- 微量測定ではクラス最高水準の検出感度 (dsDNA 0.75ng/μl ~)
- 微量に加えてキュベット測定にも対応したモデルもラインナップ
- 蛍光測定では Qubit™ や QuantiFluor™ 等のアッセイキットにも対応



この製品について
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

	標準価格	キャンペーン価格
DS-11 微量分光光度計	170 万円	127 万円
DS-11+ 微量分光光度計 (キュベット測定対応)	200 万円	150 万円
DS-11FX 微量分光光度計・蛍光光度計	232 万円	162 万円
DS-11FX+ 微量分光光度計・蛍光光度計 (キュベット測定対応)	269 万円	188 万円

様々な溶媒・サンプル容器に対応
世界トップメーカーの卓上遠心濃縮機がお得です！

miVac



使い勝手の良さが好評
汎用性の高い卓上遠心エバポレーター

- 有機溶媒から水系溶媒まで
- 様々なタイプの容器に対応
 - ・ エッペンチューブ
 - ・ 試験管
 - ・ プレート
 - ・ 遠心チューブ
 - ・ バイアル
- 使い勝手抜群の冷却トラップ
- 熱伝達に優れ濃縮スピードがアップ
- プロテオミクス、メタボロミクス、グライコミクスから DNA/RNA ワークまで幅広く対応



この製品について
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

	標準価格	キャンペーン価格
miVac Duo LV	199 万円	159.2 万円

※ 別途、サンプルローターが必要です。

のせて、測って、拭くだけ！ スライドいらすの自動セルカウンター

CellDrop™



微量分光光度計の原理を応用

スライドなしで素早くセルカウントできます


- ディスポーザブルスライドのコストを削減
- クラス最高水準のダイナミックレンジ
 - ・ 濃度： $7 \times 10^2 \sim 2.5 \times 10^7$ cells/ml
 - ・ 細胞直径：4 ~ 400 μ m

他社のセルカウンターを既にお持ちの方にも おススメ！


- 優れた画像認識アルゴリズム
- これまで難しかった細胞もカウント可能に
 - ・ リンパ球などの免疫細胞
 - ・ 凝集した細胞
 - ・ 歪な形の細胞
 - ・ 酵母 など




この製品について
詳しくはこちら



細胞懸濁液を直接ロード



結果表示までわずか 3 秒
※蛍光 8.5 秒



ラボワイプで拭き取るだけ

※価格は全て税別表記です。

	標準価格	キャンペーン価格
CellDrop BF-PAYG 明視野自動セルカウンター（測定回数購入モデル）	69 万円	55 万円
CellDrop BF-UNLTD 明視野自動セルカウンター（測定回数無制限モデル）	139 万円	111 万円
CellDrop FL-PAYG 蛍光・明視野自動セルカウンター（測定回数購入モデル）	170 万円	136 万円
CellDrop FL-UNLTD 蛍光・明視野自動セルカウンター（測定回数無制限モデル）	250 万円	200 万円

※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。
 ※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
 ※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

代理店

輸入元



株式会社 スクラム

本社 〒135-0014 東京都江東区石島 2-14
Imas Riverside 4F
Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)-6458-6697
西日本営業所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851
Web Site : www.scrum-net.co.jp

SCM20230921