

約2,800品目が30%OFF

R&D Systems社 研究応援キャンペーン

R&D Systems社はライフサイエンス研究のリーディングカンパニーとしてELISAキット、抗体、リコンビナントタンパク質などを提供しており、豊富な製品ラインアップと高い品質で世界中の研究者に使用されています。

多くのお客様にR&D Systems社製品をご使用いただくため、キャンペーン期間中は当社にて在庫を拡充した約2,800品目※を30%OFFでご提供いたします。2025年5月には35,000品目以上のメーカー希望納入価格が値下げされ、キャンペーンが終わった後もお買い求めやすくなりました。

※ 購入数量や発注時期によっては国内在庫がなく、納品までにお時間をいただく場合がございます。

期 間

2025/ 11 / 17 (月) ~ 2026/ 2 / 27 (金) ご注文分

注文方法

パンフレット裏面の**注文用紙**に必要事項を記入の上、当社販売代理店へお渡しください

対象製品

約**2,800品目** (ELISA構築キット、抗体、リコンビナントタンパク質など)

- ・ 富士フイルム和光純薬(株)の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます
- ・ メーカーの販売終了などにより対象品目は予告なく変更する場合がございます



対象製品およびキャンペーン価格は当社WEBサイトにてご確認ください

<https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/news/041690.html>

キャンペーン価格例

品名	コードNo.	容量	希望納入価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
ELISA構築キット (DuoSetシリーズ)				
Mouse IL-2 DuoSet ELISA, 15 Plate	555-79431	1キット	122,000	85,400
Mouse IL-5 DuoSet ELISA, 5 Plate	552-20111	1キット	67,000	46,900
Substrate Reagent Pack	551-42041	1パック	48,000	33,600
抗体				
Human CD30/TNFRSF8 MAb (Clone 81337)	543-61621	500 μ g	95,000	66,500
Mouse IL-33 MAb (Clone 396118)	519-54591	100 μ g	79,000	55,300
Neuron-specific beta-III Tubulin MAb (Clone TuJ-1)	554-61211	100 μ g	78,000	54,600
リコンビナントタンパク質				
Recombinant Human IL-17A (Human Cell-expressed) Protein, CF	557-35213	100 μ g	127,000	88,900
Recombinant Human IL-2 Protein	554-62193	50 μ g	126,000	88,200
Recombinant Human TNF-alpha Protein, CF	516-96545	100 μ g	123,000	86,100

R&D Systems社 研究応援キャンペーン 専用注文用紙

Step1: 購入希望製品の製品コードと購入希望数量をご記入ください

	富士フィルム和光純薬 コードNo. (必須)	R&D Systems メーカーコード (必須)	注文数量 (必須)
購入製品1			
購入製品2			
購入製品3			
購入製品4			
購入製品5			
購入製品6			
購入製品7			
購入製品8			
購入製品9			
購入製品10			

	富士フィルム和光純薬 コードNo. (必須)	R&D Systems メーカーコード (必須)	注文数量 (必須)
購入製品11			
購入製品12			
購入製品13			
購入製品14			
購入製品15			
購入製品16			
購入製品17			
購入製品18			
購入製品19			
購入製品20			

注意事項

- キャンペーン価格は富士フィルム和光純薬(株)の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。
- 購入製品が20製品を超える場合は、注文用紙を複数枚ご提出ください。
- 購入数量に制限はありませんが、当社およびメーカーの在庫状況によって納品までにお時間をいただく場合がございます。

Step2: アンケートにご回答ください

本キャンペーンをどこで知りましたか

☐ 当社営業からの紹介 ☐ 販売代理店からの紹介 ☐ 当社メールマガジン ☐ 他社メールマガジン ☐ 当社WEBサイト

☐ 学会（展示ブース） ☐ 当社セミナー ☐ 知人からの紹介 ☐ SNS ☐ その他（ ）

Step3: お客様の情報をご記入ください

所属			
氏名		販売代理店	
E-mail			



アンケートにご記入いただいた個人情報は弊社のプライバシーポリシーに則り、製品・サービスの情報提供に使用させていただきます。
詳細は当社WEBページのプライバシーポリシー(<http://ffwk.fujifilm.co.jp/privacy/index.html>)をご参照ください。

☐ 各種ご案内が不要の方は、チェックを入れて下さい。

Step4: 本注文用紙を当社販売代理店までお渡しください。(コピー/PDFも可)

[販売代理店 ご担当者様] お客様より注文書を受け取りましたら、当社担当営業へ注文書をご送付の上、通常通り製品のご発注をお願いします。

- 本文に収載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格、キャンペーン価格には消費税等が含まれておりません。

富士フィルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

● 北海道営業所 ● 東北営業所 ● 筑波営業所 ● 横浜営業所
● 東海営業所 ● 中国営業所 ● 九州営業所

試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Irvine Scientific

1830 E. Warner, Avenue, Santa Ana, CA 92705-5505, U.S.A.
TEL: +1-949-261-7800 FAX: +1-949-261-6522

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH

Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■ 富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002、3003、3011室
TEL: +86-20-8732-6381 (广州)
TEL: +86-21-6288-4751 (上海)
TEL: +86-136-1133-3218 (北京)

■ 富士膠片和光(香港)有限公司

Units 9-12 and 15-18, Level 28, Tower 1, The Millennity,
98 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

25X8.0学01J