

Code No. 01-0034

製品規格書

アセトン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度(CH ₃ COCH ₃)(GC)	質量分率99.5%以上
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.789~0.792g/ml
屈折率20℃	1.358~1.360
水分	質量分率0.3%以下
不揮発物	質量分率5ppm以下
酸(CH ₃ COOHとして)	質量分率0.002%以下
塩基(NH ₃ として)	質量分率0.001%以下
アルデヒド(HCHOとして)	質量分率0.002%以下
メタノール(CH ₃ OH)	質量分率0.05%以下
過マンガン酸還元性物質(Oとして)	質量分率2ppm以下

JIS K 8034:2006 (*:当社追加項目)