

Code No. 01-0038

製品規格書

アセトニトリル

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度(CH ₃ CN)(GC)	質量分率99.5%以上
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.780~0.784g/ml
屈折率20℃	1.343~1.346
水分	質量分率0.1%以下
不揮発物	質量分率0.005%以下
酸(CH ₃ COOHとして)	質量分率0.01%以下
シアン化水素	試験適合
過マンガン酸還元性物質	試験適合

JIS K 8032:2013
(*:当社追加項目)