

Code No. 01-0119

製品規格書

アリザリンレッドS

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	赤黄色～赤褐色、粉末又は塊
水溶状	試験適合
吸光度(20mg/l, pH3.2)(乾燥物換算)	0.27以上
乾燥減量(105℃)	質量分率10.0%以下
強熱残分(硫酸塩)(乾燥後)	質量分率18.0～30.0%
変色範囲(pH)	(黄色)3.7～5.2(黄赤)
アルミニウム分析適合性	-
発色適合性	0.40以上
空試験適合性	0.12以下

JIS K 8057:2014
(*:当社追加項目)