

Code No. 01-0283

製品規格書

酢酸アンモニウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色の結晶
純度(CH ₃ COONH ₄)	質量分率97.0%以上
水溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.01%以下
pH(50g/l, 25°C)	6.5~7.5
塩化物(Cl)	質量分率5ppm以下
硝酸塩(NO ₃)	質量分率0.001%以下
りん酸塩(PO ₄)	質量分率3ppm以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.001%以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.001%以下
カリウム(K)	質量分率0.001%以下
銅(Cu)	質量分率2ppm以下
マグネシウム(Mg)	質量分率2ppm以下
カルシウム(Ca)	質量分率5ppm以下
鉛(Pb)	質量分率3ppm以下
鉄(Fe)	質量分率2ppm以下

JIS K 8359:2006
(*:当社追加項目)