Code No. 01-0323

製品規格書

硝酸アンモニウム

試薬特級

試 験 項 目	規格値
* 外観	白色、結晶~結晶性粉末
純度(NH4NO3)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.01%以下
pH(50g/l, 25°C)	4.5~6.0
塩化物(CI)	質量分率3ppm以下
亜硝酸塩(NO2)	質量分率2ppm以下
りん酸塩(PO4)	質量分率2ppm以下
硫酸塩(SO4)	質量分率0.002%以下
銅(Cu)	質量分率2ppm以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.001%以下
鉛(Pb)	質量分率3ppm以下
鉄(Fe)	質量分率2ppm以下

JIS K 8545:2007 (*:当社追加項目)

(1/1) 改訂日: 2022.04.18