

Code No. 01-0353

製品規格書

チオシアン酸アンモニウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(NH ₄ SCN)	質量分率98.0%以上
水溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.02%以下
pH(50g/l, 25℃)	4.5～6.0
塩化物(Cl)	質量分率0.004%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.003%以下
硫化物(S)	質量分率0.001%以下
銅(Cu)	質量分率3ppm以下
鉛(Pb)	質量分率5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率1ppm以下
よう素消費物質(Iとして)	質量分率0.025%以下

JIS K 9000:2008
(*:当社追加項目)