## 製品規格書

## 塩化アンチモン(III)

## 試薬特級

試 験 項 目	規格値
* 外観	白色〜わずかにうすい黄色、結晶〜結晶性粉末
純度	98.0%以上
希塩酸溶状	試験適合
硫黄化合物(SO4として)	0.01%以下
ナトリウム(Na)	0.005%以下
銅(Cu)	5ppm以下
鉛(Pb)	0.003%以下
ひ素(As)	0.002%以下
鉄(Fe)	0.002%以下

JIS K 8400-1994(\*:当社追加項目)

(1 / 1) 改訂日: 2022.12.01