

Code No. 01-0802

## 製品規格書

### ペルオキシ二硫酸アンモニウム

電気泳動用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	0.05%以下
酸(H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> として)	0.2%以下
銅(Cu)	0.001%以下
鉛(Pb)	5 ppm以下
マンガン(Mn)	0.5ppm以下
鉄(Fe)	5ppm以下
過マンガン酸還元性物質(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として)	8ppm以下
含量	99%以上