

Code No. 01-0828

製品規格書

酢酸

非水滴定用

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度(CH ₃ COOH)	質量分率99.7%以上
水溶状	試験適合
凝固点	15.5℃以上
水分	質量分率0.3%以下
不揮発物	質量分率0.001%以下
塩化物(Cl)	質量分率1ppm以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率1ppm以下
銅(Cu)	質量分率0.5ppm以下
鉛(Pb)	質量分率0.5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率0.5ppm以下
無水酢酸(GC)	質量分率0.1%以下
二クロム酸還元性物質(Oとして)	質量分率0.005%以下
無水酢酸	0.001g/dL以下
* 過塩素酸着色物質	試験適合
* 過マンガン酸還元性物質	試験適合
* 非水滴定適合性	試験適合

JIS K 8355:2006(*:当社追加項目)本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液の酢酸, 非水滴定用に適合しています。