

Code No. 01-0839

製品規格書

アミノ酸混合標準液, H型

アミノ酸自動分析用

| 試 験 項 目 | 規 格 値 |
|---------------------------|------------------------|
| 外観 | 無色澄明の液体 |
| Clイオン濃度(Cl ⁻) | 0.10～0.13mol/l |
| 実用試験 | 試験適合 |
| L-アスパラギン酸 | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L-トレオニン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L-セリン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L-グルタミン酸 | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L(-)-プロリン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| グリシン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L-アラニン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L(-)-シスチン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L-バリン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L-メチオニン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L-イソロイシン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L-ロイシン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L-チロシン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L-フェニルアラニン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L-リシン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L-ヒスチジン | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| 塩化アンモニウム | 2.48～2.52 μ mol/ml |
| L-アルギニン | 2.48～2.52 μ mol/ml |