

Code No. 01-0870

製品規格書

アミド硫酸アンモニウム

試薬特級

試 験 項 目	規 格 値
* 外観	白色の結晶
純度(NH ₄ OSO ₂ NH ₂)	質量分率98.5%以上
水溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.01%以下
pH(50g/l, 25℃)	4.7～5.7
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.04%以下
銅(Cu)	質量分率2ppm以下
鉛(Pb)	質量分率2ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下

JIS K 8588:2011
(*:当社追加項目)