

Code No. 01-1245

製品規格書

2-アミノエタノール

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
純度(H ₂ NCH ₂ CH ₂ OH)(GC)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
屈折率20℃	1.452～1.457
水分	質量分率0.3%以下
強熱残分	質量分率0.01%以下
2,2'-イミノジエタノール [HN(CH ₂ CH ₂ OH) ₂](GC)	質量分率0.3%以下
2,2',2''-ニトリロトリエタノール [N(CH ₂ CH ₂ OH) ₃](GC)	質量分率0.3%以下

JIS K 8109-2013
(*:当社追加項目)