

Code No. 01-1247

製品規格書

アセトニトリル

島津タンパク質一次構造分析装置用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
吸光度(200nm)	0.05以下
吸光度(220nm)	0.02以下
吸光度(225~400nm)	0.01以下
水分	0.02%以下
アルデヒド(CH ₃ CHOとして)	0.5ppm以下
過酸化物(H ₂ O ₂ として)	0.1ppm以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.8%以上