

Code No. 01-1390

製品規格書

アセトニトリル

分取クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.780~0.782g/ml
屈折率20℃	1.343~1.346
吸光度	230nm:0.30以下280~400nm:0.01以下
水分	0.05%以下
不揮発物	5ppm以下
酸(CH ₃ COOHとして)	0.001%以下
過酸化物(H ₂ O ₂ として)	5ppm以下
含量(毛管カラムGC)	99.7%以上