

Code No. 01-1510

製品規格書

アルブミン, ウシ血清由来, グロブリン不含

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい褐色又はわずかにうすい緑黄色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	3.0%以下
pH(10g/L, 25°C)	6～8
重金属(Pbとして)	0.002%以下
全窒素(N)	14～16%
グロブリン	不検出
含量(電気泳動法)	98%以上