

Code No. 01-1512

## 製品規格書

アルブミン, ウシ血清由来, 低塩濃度

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい褐色又はわずかにうすい緑黄色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	5.0%以下
pH(10g/L, 25°C)	4.5～6.5
重金属(Pbとして)	0.002%以下
ナトリウム(Na)	0.5%以下
全窒素(N)	15.0%以上
含量(電気泳動法)	98%以上