

Code No. 01-1513

製品規格書

アルブミン, ウシ血清由来, RIAグレード

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい赤褐色又は わずかにうすい緑黄色、結晶～結晶性粉末 試験適合
水溶状	
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	5.0%以下
pH(10g/L, 25°C)	6～8
重金属(Pbとして)	0.002%以下
全窒素(N)(乾燥後)	14～16%
インスリン	50units/g以下
含量(電気泳動法)	98%以上