

Code No. 01-1515

## 製品規格書

アルブミン, ウシ血清由来, プロテアーゼ不含

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい褐色又はわずかにうすい緑黄色、結晶～結晶性粉末 試験適合
水溶状	
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
pH(10g/L, 25°C)	6～8
重金属(Pbとして)	0.002%以下
全窒素(N)	実績値集積のうえ、規格化する
プロテアーゼ	不検出
含量(電気泳動法)	98%以上