

Code No. 01-1528

## 製品規格書

### アセトニトリル

チウラム測定用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.780~0.782g/ml
屈折率20℃	1.343~1.346
吸光度(200nm)	0.05以下
吸光度(210nm)	0.03以下
吸光度(220nm)	0.02以下
吸光度(225~400nm)	0.01以下
水分	0.05%以下
不揮発物	0.001%以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	0.001%以下
アンモニウム(NH <sub>4</sub> )	0.3ppm以下
過酸化物(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として)	5ppm以下
蛍光試験	試験適合
過マンガン酸還元性物質	試験適合
グラジエント試験	試験適合
チウラム測定適合性	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.8%以上