

Code No. 01-1681

## 製品規格書

アルブミン, ウシ血清由来, 脂肪酸不含-HG

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい褐色又はうすい緑黄色、 結晶～粉末 試験適合
水溶状	
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
pH(10g/l, 25℃)	6.5～7.5
重金属(Pbとして)	0.002%以下
遊離脂肪酸	0.01%以下
全窒素(N)	15～16%
含量(電気泳動法)	99%以上