

Code No. 01-2029

製品規格書

アルブチン

局方生薬試験用(成分含量測定用・薄層クロマトグラフィー用)

試 験 項 目	規 格 値
性状(JP法)	無色～白色の結晶又は結晶性の粉末
融点(JP法)	199～201℃
吸光度E1%1cm(280nm)(JP法)	70～76
純度試験(JP法)	-
類縁物質(1)(JP法)	試験適合
類縁物質(2)(JP法)	試験適合
水溶状	試験適合
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	1.0%以下
含量(HPLC)	実績値集積のうえ、規格化する