

Code No. 01-2068

製品規格書

アリソールA

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色～微黄色の粉末
旋光度[α] _{D20} (JP法)	+86～+106°
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
* メタノール溶状(乾燥後)	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上)	2.0%以下
* 含量(HPLC)	95.0%以上

*:当社追加項目