

Code No. 01-2154

## 製品規格書

アルブミン, ヒト, 植物発現組換え体

細胞培養用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～褐色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
pH(100g/L, 25℃)	6.5～8.5
エンドトキシン	実績値集積のうえ、規格化する
全窒素(N)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(SDS-PAGE)	実績値集積のうえ、規格化する

Source:Plant expressed human serum albumin