

Code No. 01-2174

製品規格書

炭酸水素アンモニウム

プロテオミクス用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	0.02%以下
塩化物(Cl)	0.005%以下
硫黄化合物(SO ₄ として)	0.005%以下
鉛(Pb)	0.001%以下
鉄(Fe)	0.001%以下
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
プロテアーゼ	試験適合
含量(NH ₃ として)	20.0～23.0%