

Code No. 01-2175

製品規格書

アミグダリン

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試 験 項 目	規 格 値
性状(JP法)	白色の粉末
確認試験(JP法)	試験適合
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=0.5,H2O)(脱水物換算)	-38~-42°
吸光度E1%1cm(263nm)	実績値集積のうえ、規格化する
水分	実績値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	99.0%以上