

Code No. 01-2195

製品規格書

β -アラニン標準品

アミノ酸分析用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=10,dil.HCl)(乾燥後)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(105℃)	0.3%以下
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	99.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する