

Code No. 01-2197

## 製品規格書

### 塩化アンモニウム標準品

アミノ酸分析用

| 試験項目           | 規格値            |
|----------------|----------------|
| 外観             | 白色、結晶～結晶性粉末    |
| 水溶状            | 試験適合           |
| pH(50g/l, 25℃) | 4.5～5.5        |
| 水分             | 実績値集積のうえ、規格化する |
| アミノ酸分析適合性      | 試験適合           |
| 含量(容量分析)       | 99.0%以上        |
| 含量(差数法)        | 実測値報告          |