

Code No. 01-2198

## 製品規格書

### L-2-アミノアジピン酸標準品

アミノ酸分析用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
塩酸溶状	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=5,HCl)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(105℃)	実績値集積のうえ、規格化する
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	95.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する