

Code No. 01-2199

製品規格書

L-アンセリン硝酸塩標準品

アミノ酸分析用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、 結晶～粉末又は塊 試験適合
水溶状(乾燥後)	
比旋光度[α]D20(c=2,H2O)(乾燥後)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(硫酸上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	98.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する