

Code No. 01-2215

製品規格書

アセトン

プロテオミクス用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.789~0.792g/ml
屈折率20℃	1.358~1.360
水分	0.3%以下
不揮発物	5ppm以下
酸(CH ₃ COOHとして)	0.002%以下
塩基(NH ₃ として)	0.001%以下
アルデヒド(HCHOとして)	0.002%以下
メタノール(CH ₃ OH)	0.05%以下
過マンガン酸還元性物質(Oとして)	2ppm以下
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
プロテアーゼ	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.5%以上