

Code No. 01-2215

製品規格書

アセトン

プロテオミクス用

| 試験項目 | 規格値 |
|----------------------------|-----------------|
| 外観 | 無色澄明の液体 |
| 水溶状 | 試験適合 |
| 密度(20℃) | 0.789~0.792g/ml |
| 屈折率20℃ | 1.358~1.360 |
| 水分 | 0.3%以下 |
| 不揮発物 | 5ppm以下 |
| 酸(CH ₃ COOHとして) | 0.002%以下 |
| 塩基(NH ₃ として) | 0.001%以下 |
| アルデヒド(HCHOとして) | 0.002%以下 |
| メタノール(CH ₃ OH) | 0.05%以下 |
| 過マンガン酸還元性物質(Oとして) | 2ppm以下 |
| DNA加水分解酵素 | 試験適合 |
| RNA加水分解酵素 | 試験適合 |
| プロテアーゼ | 試験適合 |
| 含量(キャピラリーカラムGC) | 99.5%以上 |