

Code No. 01-2290

製品規格書

アセトニトリル(超脱水)

有機合成用

| 試験項目 | 規格値 |
|----------------------------|----------------------|
| 外観 | 無色澄明の液体 |
| 水溶状 | 試験適合 |
| 密度(20℃) | 0.780~0.783g/ml |
| 屈折率20℃ | 1.343~1.346 |
| 水分 | 0.001%以下 |
| 不揮発物 | 0.001%以下 |
| 酸(CH ₃ COOHとして) | 0.001%以下 |
| シアン化水素 | 試験適合(CNとして約0.005%以下) |
| 過マンガン酸還元性物質 | 試験適合(Oとして約0.001%以下) |
| 含量(キャピラリーカラムGC) | 99.8%以上 |