

Code No. 01-2330

製品規格書

アンピシリンナトリウム

生化学用

| 試 験 項 目 | 規 格 値 |
|-------------------------------------|--------------------|
| 外観 | 白色～わずかにうすい黄色、結晶～粉末 |
| 水溶状 | 試験適合 |
| 比旋光度[α]D20(c=1,H2O)(脱水物換算) | +246～+272° |
| pH(100g/l, 25℃) | 8.0～10.0 |
| 水分 | 4.0%以下 |
| 含量(HPLC) | 実績値集積のうえ、規格化する |