

Code No. 01-2333

# 製品規格書

## 無水酢酸

医薬品試験用

試 験 項 目	規 格 値
* 外観 純度[(CH <sub>3</sub> CO) <sub>2</sub> O] 不揮発物 塩化物(Cl) リン酸塩(PO <sub>4</sub> ) 硫酸塩(SO <sub>4</sub> ) 銅(Cu) 鉛(Pb) 鉄(Fe) 過マンガン酸還元性物質(Oとして) 含量(USP-NF法) 蒸発残分(USP-NF法) 塩化物(Cl)(USP-NF法) リン酸塩(PO <sub>4</sub> )(USP-NF法) 硫酸塩(SO <sub>4</sub> )(USP-NF法) 重金属(Pbとして)(USP-NF法) 鉄(Fe)(USP-NF法) 過マンガン酸還元性物質(USP-NF法) 含量(EP法)	無色澄明の液体 質量分率97.0%以上 質量分率0.003%以下 質量分率5ppm以下 質量分率0.001%以下 質量分率5ppm以下 質量分率1ppm以下 質量分率1ppm以下 質量分率5ppm以下 質量分率0.02%以下 97.0%以上 0.003%以下 5ppm以下 0.001%以下 5ppm以下 2ppm以下 5ppm以下 試験適合 97.0%以上

JIS K 8886-2008 (\*:当社追加項目)