

Code No. 01-2338

製品規格書

アルブミン, ウシ血清由来, pH7.0, ニュージーランド産

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	ごくうすい黄色～褐色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
pH(10g/l, 25℃)	6.5～7.5
エンドトキシン	実績値集積のうえ、規格化する
電気泳動試験(SDS-PAGE)	試験適合
全窒素(N)	実績値集積のうえ、規格化する