

Code No. 01-2357

# 製品規格書

## アミグダリン

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状	白色の粉末
吸光度E1%1cm(263nm)	5.2~5.8
確認試験	試験適合
純度試験	-
類縁物質(1)	試験適合
類縁物質(2)	試験適合
* 水溶状	試験適合
* 水分	実測値報告

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のアミグダリン、定量用及び薄層クロマトグラフィー用に適合しています。(\*:当社追加項目)