

Code No. 01-2373

製品規格書

アトロピン硫酸塩水和物

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	無色の結晶又は白色の結晶性の粉末
確認試験(1)(JP法)	試験適合
確認試験(2)(JP法)	試験適合
確認試験(3)(JP法)	試験適合
確認試験(4)(JP法)	試験適合
純度試験(JP法)	-
(1) 溶状(JP法)	試験適合
(2) 酸(JP法)	試験適合
(3) 類縁物質(1)(JP法)	試験適合
(4) 類縁物質(2)(JP法)	試験適合
(5) ヒヨスチアミン(JP法)	試験適合
(6) 硫酸呈色物(JP法)	試験適合
乾燥減量(JP法)	4.0%以下
強熱残分(JP法)	0.1%以下
含量(乾燥後)(JP法)	99.0%以上
含量(HPLC)	99.0%以上