

Code No. 01-2377

## 製品規格書

### アルブチン

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	無色～白色の結晶又は結晶性の粉末
融点(JP法)	199～201℃
吸光度E1%1cm(280nm)(JP法)	70～76
純度試験(JP法)	-
類縁物質(1)(JP法)	試験適合
類縁物質(2)(JP法)	試験適合
* 水溶状	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	1.0%以下

\*:当社追加項目