

Code No. 01-2401

製品規格書

陰イオン混合標準液1

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
ふっ化物イオン(F ⁻)(20℃)	19.0~21.0mg/l
塩化物イオン(Cl ⁻)(20℃)	19.0~21.0mg/l
亜硝酸イオン(NO ₂ ⁻)(20℃)	95~105mg/l
臭化物イオン(Br ⁻)(20℃)	95~105mg/l
硝酸イオン(NO ₃ ⁻)(20℃)	95~105mg/l
りん酸イオン(PO ₄ ³⁻)(20℃)	190~210mg/l
硫酸イオン(SO ₄ ²⁻)(20℃)	95~105mg/l