

Code No. 01-2434

製品規格書

アフラトキシン混合標準液 (B1, B2, G1, G2各25 $\mu\text{g}/\text{mL}$ アセトニトリル溶液)

マイコトキシン試験用

試験項目	規格値
外観	試験適合
実用試験	試験適合
アフラトキシンG1	24.2～25.8 $\mu\text{g}/\text{mL}$
アフラトキシンB1	24.2～25.8 $\mu\text{g}/\text{mL}$
アフラトキシンG2	24.2～25.8 $\mu\text{g}/\text{mL}$
アフラトキシンB2	24.2～25.8 $\mu\text{g}/\text{mL}$