

Code No. 01-2446

製品規格書

アトラクチレノリドIII

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験(1)(JP法)	試験適合
確認試験(2)(JP法)	試験適合
吸光度E1%1cm(219nm)(JP法)	446~481
純度試験(JP法)	-
類縁物質(1)(JP法)	試験適合
類縁物質(2)(JP法)	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	1.0%以下

*:当社追加項目