

Code No. 01-2459

## 製品規格書

### アデノシン

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α] <sub>D20</sub> (c=0.6,H <sub>2</sub> O)	-60～-65°
吸収極大波長	253～261nm
吸光度比(E250nm/E260nm)	0.81～0.87
吸光度比(E280nm/E260nm)	0.19～0.25
乾燥減量(110℃)	0.5%以下
重金属(Pbとして)	10ppm以下
含量(HPLC)	98.0%以上