

Code No. 01-2470

製品規格書

アクリルアミド

プロテオミクス用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
融点	82～88℃
導電率	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上)	1.0%以下
pH(100g/l, 25℃)	5.0～7.0
アクリル酸(CH ₂ :CHCOOH)	0.001%以下
重金属(Pbとして)	0.001%以下
鉄(Fe)	0.001%以下
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
プロテアーゼ	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.9%以上